

# Pharmaciens

## Comment puis-je nettoyer le saturomètre sans l'endommager ?

Vous devez effectuer un nettoyage régulier. Le moniteur et la pince peuvent être nettoyés avec un chiffon doux et de la Biseptine. Ne trempez pas l'oxymètre dans une solution de nettoyage. Ne mettez jamais de liquide quel qu'il soit sur le capot de protection des piles.

Plus d'informations sous :

<https://faq.maquestionmedicale.fr/index.php?sid=26699&lang=fr&action=add&cat=0>

Référence ID de l'article : #1077

Auteur : Nada du service pro

Dernière mise à jour : 2021-01-08 11:58